




**DR. WEIGERT**

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hamburg  
Telefon: +49 (0) 40 / 7 89 60-0  
Telefax: +49 (0) 40 / 7 89 60-120  
E-Mail: [info@drweigert.de](mailto:info@drweigert.de) • [www.drweigert.de](http://www.drweigert.de)



# neodisher® MediZym



**< pt > Para a lavagem manual e automática de instrumentos termooestáveis e termoláveis**  
concentração líquida - Só para uso profissional! EUH210 - Ficha de segurança fornecida a pedido.

**< it > Per il lavaggio manuale e a macchina di strumentario termostabile e termolabile**  
concentrato liquido - Solo per uso professionale! EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

**< es > Para el lavado manual y automático de instrumentos termoestables y termolabiles**  
concentrado líquido - ¡Solo para uso profesional! EUH210 - Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91 562 04 20. Mantengase fuera del alcance de los niños. No ingerir.

**< el > Για τον καθαρισμό θερμοευαίσθητων και θερμοανθεκτικών εργαλείων σε πλυντήρια ή στο χέρι**  
Υγρό συμπυκνωμένο - Μόνο για επαγγελματική χρήση! EUH210 - Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. Μακριά από παιδιά. Τηλ. Κεντρου Δηλητηριασεων: 210 7793777.



Dos.: 2 - 10 ml/l

V468933-0420-SE



[www.drweigert.de](http://www.drweigert.de)



V010710-0913

LOT



Made in  
Germany



For import addresses: [www.drweigert.com](http://www.drweigert.com)

5 L e